


Anticuerpo Policlonal Anti-Histon H2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62807 / Q16778

Número de artículo: CM0023630



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Histona H2B humana (P62807/Q16778) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y se predice un amplio rango. Adecuado para investigación de cromatina y nucleosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra Histona H2B
Observaciones/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Histona H2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Histona H2B humana (NP_003519.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo