


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Histonas H2B Para Wb - P62807 / Q16778

Número de artículo: CM0005361



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Histonas H2B humana, validado para WB, IHC-P, ChIP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para aplicaciones de investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Histonas H2B
Observaciones/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formil-Histonas H2B-K108
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3017/8349
ID de Gen	3017/8349
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de la Histonas H2B humana (NP_003519.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62807/Q16778
Peso Molecular de la Proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo