


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histonas H2B Para Wb, Elisa - P62807 / Q16778

Número de artículo: CM0020713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Histonas H2B validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce especies humanas, de ratón, rata y otras con una amplia reactividad cruzada prevista. Ideal para investigación de cromatina, nucleosomas y PTM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Histonas H2B
Observaciones/Alias	H2B, H2BE, H2BQ, GL105, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2B-GL105, HIST2H2BE, Histona H2B
Especies	Humano
GeneID (humano)	H2B
GeneID	3017, 8349
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 1-100 de la Histona H2B humana, NP_003519.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Previsto)
SWISS	P62807 / Q16778
Peso Proteico	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo