


Anticuerpo Monoclonal Anti-Histona H2B (Específica De Testículo) Para Wb, Ip, Ihc - Q96A08

Número de artículo: CM0006770



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Histona H2B tipo 1-A (H2BC1/TSH2B) humana específica de testículo, validado para WB, IP, IF, IHC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y se predice para un amplio rango de especies. Ideal para estudios de cromatina y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Histona H2B (específica de testículo)
Notas/Alias	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3
Especie	Humana
GeneID (humano)	255626
GeneID	255626
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Histona H2B (específica de testículo) humana (NP_733759.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otra (predicción de amplio rango)
SWISS	Q96A08
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo