


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H2B (Específica De Testículo) Para Wb, Elisa - Q96A08

Número de artículo: CM0020844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H2B específica de testículo humano (HIST1H2BA/TSH2B, Q96A08). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en cromatina y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra Histona H2B (específica de testículo)
Observaciones/Alias	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3; Histona H2B (específica de testículo)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	255626
ID del Gen	255626
Inmunógeno	Proteína recombinante de Histona H2B humana (específica de testículo)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96A08
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo