


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histon H3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0023484



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Histona H3 (H3.1t/H3.4), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Adecuado para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Histona H3
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histona H3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	H3
ID del Gen	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-136 de HIST3H3 humano (NP_003484.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de Hielo