


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0024391



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H3.1t humana (H3.4, H3/g). Adecuado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón, rata y otras especies. Para investigación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Histona H3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histona H3
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 36-136 de HIST3H3 humano (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo