

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Histonas H3.3 Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

Número de artículo: CM0004860

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Histonas H3.3 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA, CHIP y ChIP-seq. Adecuado para humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Histonas H3.3
Observaciones/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histonas H3.3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	3020
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 57-136 de la Histona H3.3 humana (P84243)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, CHIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P84243
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo