


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H3.3 Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0018497



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Histona H3.3 (H3F3A/B), validado para WB y ELISA, con amplia reactividad cruzada predicha entre humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para la investigación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Histona H3.3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histona H3.3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
ID de Gen	8290/8350
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-136 de la H3F3A humana (NP_002098.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo