


Anticuerpo Policlonal Anti-Histona H4 Para Wb, Elisa - P62805

Número de artículo: CM0016504



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Histona H4 (P62805). Validado para WB y ELISA con amplia reactividad cruzada (humano, ratón, rata). Herramienta esencial para la biología de la cromatina y estudios epigenéticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Histona H4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histona H4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Histona H4 humana (NP_003529.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo