


Anticuerpo Policlonal Anti-Histona H4 Para Wb - P62805

Número de artículo: CM0018964



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la histona H4 para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta muestras humanas, de ratón, de rata y de una amplia variedad de especies. Esencial para la investigación de nucleosomas y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la histona H4
Observaciones/Sinónimos	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histona H4
Especie	Humana
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1-100 de la histona H4 humana (NP_003529.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata, otras (amplio rango previsto)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo