

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Histon H4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62805

Número de artículo: CM0002868



Introducción

CamelBio ofrece un Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Histon H4 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la Histona H4 humana, de ratón y de rata (P62805) con amplia reactividad cruzada. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Histona H4
Observaciones/Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Histona H4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	121504
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-103 de la Histona H4 humana (P62805).)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo