

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19367

Número de artículo: CM0006712



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HK1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. La HK1 cataliza el primer paso de la glucólisis y desempeña un papel en la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexoquinasa
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3098
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-219 de la HK1 humana (NP_000179.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19367
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo