

Anticuerpo Policlonal Anti-Hk1 Para Wb, Elisa - P19367

Número de artículo: CM0016757



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) anti-HK1 para humano, ratón y rata. Validado para WB y ELISA. Reacciona con la hexoquinasa 1, una enzima central de la glucólisis y receptor de inmunidad innata. Ideal para investigación en metabolismo e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-HK1
Observaciones/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexoquinasa; HK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3098
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de la HK1 humana (NP_000179.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19367
Peso de la Proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo