


Anticuerpo Policlonal Anti-Hk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52790

Número de artículo: CM0026389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Hexoquinasa-3 (HK3) humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta HK3 en muestras humanas, de ratón y de rata, con una banda predicha de 99 kDa. Ideal para estudios de glicólisis y metabolismo cancerígeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HXK3, HKIII, HK3
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	3101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la HK3 humana (NP_002106.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52790
Peso Molecular de la Proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo