

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hkdc1 Para Wb Y Elisa - Q2Tb90

Número de artículo: CM0021288

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-HKDC1 validado para Western blot y ELISA. Detecta HKDC1 humano, una hexoquinasa implicada en la homeostasis de la glucosa y la acumulación de lípidos hepáticos. Ideal para estudios de metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HKDC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RP92; HKDC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80201
GeneID	80201
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q2TB90
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo