

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hla-B Para Wb - P01889

Número de artículo: CM0028365



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HLA-B humano, validado para Western blot. Dirigido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I implicada en la presentación de antígenos a células T CD8+ y la vigilancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MITD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HLA-B
Especie	Humano
ID del Gen	3106
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 263-362 del HLA-B humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01889
Peso de la Proteína	40KDa
Envío	Bolsa de hielo