

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla B7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01889

Número de artículo: CM0006269



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra HLA B7 humano, validado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para estudios de respuesta inmune y MHC I. SWISS: P01889.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HLA B7 Rabbit mAb
Notas/Alias	AS; HLAB; B-4901; HLA B7
Especie	Humano
GeneID	3106
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HLA B7 humano (NP_005505.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01889
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo