

Anticuerpo Policlonal Anti-Hla Clase 1 Abc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04439 / P01889 / P10321

Número de artículo: CM0027809



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HLA-A, HLA-B y HLA-C humanos. Adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para la investigación inmunológica y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HLA Clase 1 ABC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AS; HLAB; B-4901
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3106
GeneID	3105/3106/3107
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HLA-A+HLA-B+HLA-C humano (NP_001229687.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04439/P01889/P10321
Peso Proteico	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo