

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Dmb Para Wb, Elisa - P28068

Número de artículo: CM0003917



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HLA-DMB humano (cadena beta del antígeno de clase II del MHC). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Peso molecular 29 kDa. Ideal para investigación en inmunología y presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HLA-DMB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RING7; D6S221E; HLA-DMB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3109
ID de Gen	3109
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HLA-DMB humano (P28068).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28068
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo