

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hla-Dpb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04440

Número de artículo: CM0021471



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HLA-DPB1 (cadena beta de MHC clase II) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. PM predicho 29 kDa. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo HLA-DPB1
Observaciones/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3115
GeneID	3115
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-100 del HLA-DPB1 humano (NP_002112.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04440
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo