

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hla-Dqa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Número de artículo: CM0002322

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra HLA-DQA1 humano (cadena alfa de MHC de clase II). Validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunología y presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HLA-DQA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3117
GeneID	3117
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 155-254 del HLA-DQA1 humano (P01909)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01909
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo