

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hla-Dqa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Número de artículo: CM0023875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HLA-DQA1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige a la cadena alfa de MHC de clase II implicada en el procesamiento y presentación de antígenos. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HLA-DQA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3117
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-216 de HLA-DQA1 humano (NP_002113.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01909
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo