

Anticuerpo Policlonal Anti-Hla-Dqb1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P01920

Número de artículo: CM0021248



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HLA-DQB1 para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Dirigido contra la cadena beta 1 del HLA de clase II DQ humano (MHC II); ideal para investigación inmunológica y diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra HLA-DQB1
Observaciones/Alias	IDDM1; CELIAC1; HLA-DQB; HLA-DQB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3119
GeneID	3119
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-127 del HLA-DQB1 humano (NP_002114.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01920
Peso molecular de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo