

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hla-Dr Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01903

Número de artículo: CM0006108



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la cadena alfa de HLA-DR (P01903). Validado para WB, IF, IHC-P y ELISA en muestras humanas; ideal para estudiar la presentación de antígenos, las respuestas de las células T y la investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HLA-DR Rabbit PolymAb®
Observaciones/alias	HLA-DRA1
Especie	Humana
GeneID (humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de HLA-DRA humano (P01903)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01903
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo