

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Dr Para Wb, If/Icc, Elisa - P01903

Número de artículo: CM0008417



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra HLA-DRA humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Dirigido contra la cadena alfa del antígeno DR del MHC de clase II, de 29 kDa, adecuado para investigaciones en inmunología e inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo HLA-DR
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3122
ID del gen	3122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-126 de HLA-DRA humano (NP_061984.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01903
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo