

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Dra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Número de artículo: CM0002475



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra la HLA-DRA humana. Validado para WB, IHC-P y ELISA, sin reactividad cruzada con otras especies. Detecta una banda de 29 kDa. Ideal para estudios de inmunología y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo HLA-DRA
Observaciones/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la HLA-DRA humana (P01903).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo