

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hla-Dra Para Wb, Elisa - P01903

Número de artículo: CM0018613



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-HLA-DRA (P01903) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la presentación de antígenos de clase II del MHC y la biología de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HLA-DRA
Observaciones/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Especie	Humano
GeneID	3122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-216 de HLA-DRA humano (NP_061984.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo