

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hla-Dra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Número de artículo: CM0016137



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HLA-DRA, validado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y rata. Adecuado para investigaciones en inmunología y presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HLA-DRA pAb de conejo
Observaciones/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Especie	Humano
GeneID (humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-216 de HLA-DRA humano (NP_061984.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P01903
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo