

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Drb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01911

Número de artículo: CM0003611



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra HLA-DRB1 humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de presentación de antígenos de clase II del MHC, respuestas inmunitarias y biología del trasplante. - P01911.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HLA-DRB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3123
GeneID	3123
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del HLA-DRB1 humano (P01911).)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01911
Peso molecular de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo