

Anticuerpo Policlonal Anti-Hla-Drb3 Para Wb Y Elisa - P79483

Número de artículo: CM0013139



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HLA-DRB3 humano (cadena beta 3 del DR del MHC de clase II). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la inmunidad adaptativa y la presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HLA-DRB3 pAb de conejo
Observaciones/alias	DRB3; HLA-DPB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DRB3*; HLA-DRB3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3125
ID del gen	3125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-227 de HLA-DRB3 humano (NP_072049.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P79483
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo