

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Drb4 Para Wb Y Elisa - P13762

Número de artículo: CM0002462

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la cadena beta 4 DR del HLA-DRB4 humano (clase II del MHC). Validado para WB y ELISA. Presenta antígenos procesados a células T CD4+, esencial para estudios de inmunidad adaptativa y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo HLA-DRB4
Observaciones/Alias	DR4; DRB4; HLA-DRB; HLA-DR4B; HLA-DRB4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3126
GeneID	3126
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del HLA-DRB4 humano (P13762).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13762
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo