

Anticuerpo Policlonal Anti-Hla-E Para Wb Y Elisa - P13747

Número de artículo: CM0026397



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HLA-E humano (antígeno E de MHC clase I) para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, este anticuerpo facilita estudios de vigilancia inmunológica y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HLA-E Rabbit pAb
Notas/Alias	QA1; HLA-6.2; HLA-E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3133
GeneID	3133
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HLA-E humano (NP_005507.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13747
Peso de Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo