

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-G Para Wb, If/Icc, Elisa - P17693

Número de artículo: CM0007203



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo frente a HLA-G humano (MHC-G). Adecuado para western blot, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la regulación inmune en la interfaz materno-fetal. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-HLA-G de conejo
Observaciones/Alias	MHC-G; HLA-G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3135
GeneID	3135
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 del HLA-G humano (NP_002118.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P17693
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo