


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hltf Para Wb, Elisa - Q14527

Número de artículo: CM0012335



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HLTF (SWISS Q14527) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Objetivo: ATPasa dependiente de ADN/ligasa E3 implicada en la tolerancia al daño en el ADN y la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HLTF mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ZBU1; HLTF1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6596
ID de Gen	6596
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1009 del HLTF humano (Q14527).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14527
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo