


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hltf Para Wb, Elisa - Q14527

Número de artículo: CM0026200



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HLTf humano (ATPasa dependiente de ADN/ligasa E3 de ubiquitina-proteína), validado para WB y ELISA. Se dirige a un remodelador de cromatina clave involucrado en la tolerancia al daño del ADN, regulación de la transcripción y mantenimiento de la metilación del ADN. Ideal para investigación en reparación de ADN y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HLTf Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6596
GeneID	6596
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 726-1009 de HLTf humano (NP_620636.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14527
Peso Molecular de la Proteína	114kDa
Envío	Bolsa de hielo