

Anticuerpo Policlonal Anti-Hmbs Para Wb, Elisa - P08397

Número de artículo: CM0024539



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HMBS humano (porfobilinógeno desaminasa), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Esencial para la investigación de la biosíntesis de hemo y el metabolismo de las porfirinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HMBS Conejo pAb
Observaciones/Alias	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Especie	Humano
GeneID (humano)	3145
GeneID	3145
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-361 del HMBS humano (NP_000181.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08397
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo