

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hmbs Para Wb Y Elisa - P08397

Número de artículo: CM0002090



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HMBS validado para WB y ELISA. Realiza reacción cruzada con la HMBS humana (porfobilinógeno deaminasa) de humanos, ratones y ratas, una enzima de la biosíntesis del hemo (UniProt P08397).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HMBS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Especie	Humano
ID del gen	3145
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de la HMBS humana (P08397).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08397
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo