

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmg20A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np66

Número de artículo: CM0028630

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a HMG20A, adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la cromatina y diferenciación neuronal. - Q9NP66

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HMG20A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMGX1; HMGXB1; HMG20A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10363
ID del gen	10363
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-347 de la proteína HMG20A humana (NP_060670.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NP66
Peso molecular de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo