

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmg20B Para Wb, Elisa - Q9P0W2

Número de artículo: CM0020339

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HMG20B (BRAF35, SOXL), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA con reactividad cruzada a muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de cromatina, ciclo celular y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HMG20B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10362
ID de Gen	10362
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-317 de HMG20B humana (NP_006330.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P0W2
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo