

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmg20B [Validado Ko] Para Wb Y Elisa - Q9P0W2

Número de artículo: CM0021752

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a HMG20B (BRAF35, SMARCE1r). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] HMG20B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; 0B
Especie	Humano
GenelD	10362
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P0W2
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo