


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hmga1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq - P17096

Número de artículo: CM0010366



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HMGA1 humano (P17096), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP-seq. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. HMGA1 es una proteína de unión al ADN implicada en la estructura de la cromatina y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HMGA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Especie	Humano
GeneID	3159
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-107 del HMGA1 humano (P17096).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17096
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo