

Mab De Conejo Anti-Hmga2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52926

Número de artículo: CM0007609

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce a HMGA2 (proteína de alta movilidad con gancho AT 2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano y ratón. Ideal para el estudio de la regulación transcripcional y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra HMGA2
Observaciones/Alias	BABL; LIPO; SR55; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Especie	Humano
GeneID (humano)	8091
GeneID	8091
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de HMGA2 humano (NP_003474.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52926
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo