

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmga2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52926

Número de artículo: CM0028977

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo HMGA2 de alta calidad (P52926), validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional y estructura de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo HMGA2
Observaciones/Alias	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8091
ID del Gen	8091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-109 de HMGA2 humano (NP_003474.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52926
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo