


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hmgb1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09429

Número de artículo: CM0003189



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra HMGB1 humana (P09429). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Relevante para investigación en biología de la cromatina, inflamación y autofagia.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	[KO Validated] HMGB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; B1
Especie	Humano
ID del gen	3146
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 100 y 200 de la proteína HMGB1 humana (P09429).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09429
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo