

Anticuerpo Policlonal Anti-Hmgb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P26583

Número de artículo: CM0021234

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HMGB2, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta HMGB2 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la cromatina y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HMGB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMG2; HMGB2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3148
ID del gen	3148
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P26583
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo