

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hmgb2 Para Wb - P26583

Número de artículo: CM0011750

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HMGB2 humano (HMG2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP y CUT&Tag. Detecta HMGB2 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo HMGB2
Observaciones/Alias	HMG2; HMGB2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3148
ID del Gen	3148
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HMGB2 humano (P26583).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, CUT&Tag
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26583
Peso Proteico	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo