

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmgb2 Para Wb, Elisa - P26583

Número de artículo: CM0030119

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HMGB2, validado para Western blotting y ELISA. Reacciona con HMGB2 humano, de ratón y de rata (24 kDa). Adecuado para investigación de estructura de la cromatina, transcripción e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb HMGB2 Conejo
Observaciones/Alias	HMG2; HMGB2
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	3148
ID del Gen	3148
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de HMGB2 humano (P26583)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26583
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo