


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmgb3 Para Wb Y Elisa - O15347

Número de artículo: CM0015840



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HMGB3 humano (proteína B3 del grupo de alta movilidad, HMG4/HMG-2a). Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de la cromatina, la transcripción y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HMGB3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	HMG4; HMG-4; HMG2A; HMG-2a; HMGB3
Especie	Humano
GeneID (humano)	3149
GeneID	3149
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	O15347
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo