


Anticuerpo Policlonal Anti-Hmgcl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35914

Número de artículo: CM0027585



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la HMGCL humana, una liasa mitocondrial crucial para la cetogénesis y el catabolismo de la leucina. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación de trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HMGCL Conejo pAb
Observaciones/Alias	HL, HMGCL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3155
GeneID	3155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-325 de la HMGCL humana (NP_000182.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35914
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo